

大分県産業科学技術センター 貸付機械器具一覧

化学関係機器（加工・製造）

機器番号	機器名	メーカー / 型式	仕様	概要・用途
C100	射出成形機	日本製鋼所 / JSW J100E II P	スクリュ直径：40mm、ノズル：φ4mm、型締力/開力：100/10ton、金型厚さ：200～400mm、タイバー間隔：410H×410V(mm)	プラスチック射出成形
C102	精密切断機	ビュラー / ISOMET	ダイヤモンドカッター、低速回転（無段変速）・低加重	電子顕微鏡・熱分析等の試料切断
C104	マイクロカッティングマシン	EXAKT / BS-3000	カッティングバンド：ダイヤモンドチップ、バンド速度：0～300 mm/min、冷却水循環方式	電子顕微鏡・各種分析の試料切断
C105	小型射出成形機	井元製作所製 IMC-18D1	成形する試験片形状 1. JISK7139 タイプ A（ダンベル形引張試験片）の 1/2 縮尺試験片 2. JISK7139 タイプ B（短冊形試験片）：B1	小型の手動式射出成形機
C106	油圧真空加熱プレス	井元製作所製 11FD	加熱板寸法：160mm×160mm 加熱温度：室温～330℃	真空状態で加熱プレスする機器
C107	自転公転式攪拌脱泡装置	(株) 写真化学 SK-350T II	カップサイズ：400mL×2 カップ ※1 カップあたり、約 200mL かつ 350g（容器を含むグロス重量） ※運転条件および試料の性質により許容量が少なくなる場合があります 公転設定：9 段階 自転設定：公転に対して 0.0～1.0 倍（10 段階設定） ※公転速度により制限あり ステップモード：5 ステップ×100 チャンネル ※5 種類の異なる動作パターン（条件設定）の連続運転が可能	異種材料（液体+粉体、液体+液体など）の攪拌や脱泡を行う装置

大分県産業科学技術センター 貸付機械器具一覧

化学関係機器（分析・解析・観察・測定）

機器番号	機器名	メーカー / 型式	仕様	概要・用途
C200	FT 赤外分光光度計	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) / Nicolet iN10、Nicolet iS5	<顕微専用タイプ>測定波数範囲：7,800～650cm ⁻¹ 、<コンパクトタイプ>測定波数範囲：7,800～350cm ⁻¹ 、最高分解能：0.8cm ⁻¹ 、 <その他>透過測定、反射測定、ATR測定、顕微赤外分析（透過、反射、ATR測定）、データベースによる化合物検索	有機系物質の定性分析 無機・有機系基板表面の異物の定性分析
C201	X線回折装置	(株)リガク / SmartLab (スマートラボ)	X線発生部：3kW（ターゲット Cu、Co）、 検出部：半導体検出器により0次元、1次元両モードに対応、高速測定が可能、微小測定部：500μmφ以下、薄膜測定部：薄膜部の組成や配向、結晶性が測定可能、小角散乱部：小角散乱ユニットと超小角用アナライザーを装備、データベース：ICDD-PDF2 データベース及び ICSD データベースを装備	結晶性物質の同定・ 結晶化度の測定
C203	静荷重試験機	インストロン社 / 5969 型	○試験空間：クロスヘッド～テーブル間 1210mm、柱間 410mm ○ロードセル：50kN、2kN、100N ○伸び計：非接触ビデオ、クリップ式ひずみゲージ、可変差動トランス、貼付式ひずみゲージ ○繰り返し疲労試験：1万回以上（条件有） ○曲げ治具：最大 1200mm	プラスチックなど各種材料の強度試験（引張・曲げ・圧縮等）
C205	電界放出型走査電子顕微鏡(分析)	日本電子(株) / JSM-7400F、JED-2300F	電子銃：電界放出型、 分解能：1.0nm (15kV)、1.5nm (1kV)、 元素分析：エネルギー分散型（分解能：133eV）、ポイント、マッピング、 分析元素範囲：Be-U	固体試料表面微小部の形状観察、元素分析
C206	電界放出型走査電子顕微鏡(観察)	日本電子(株) / JSM-7400F、JED-2300F	分解能：1.0nm (15kV)、1.5nm (1kV)	固体試料表面微小部の形状観察
C208	熱分析装置	(株)リガク / Thermo plus EVO2	■DSC 熱流計測方式：熱流束型、測定温度範囲：-150～725°C、雰囲気：空気、窒素ガス、アタッチメント：オートサンブラ、試料観察カメラ ■TMA 測定温度範囲：室温～1500°C（低温炉：-150°C～600°C）、測定範囲：±2.5mm、プローブ：圧縮、引張、ペネトレーション、3点曲げ、雰囲気：空気、窒素ガス、試料サイズ：9mmφ×20mm以下（圧縮）、5mm×20mm×0.2mm以下（引張）、5mmφ×0.1～4mm以下（ペネトレーション）、5mm×9mm×2mm以下（3点曲げ）※上記は標準例 ■TG-DTA 測定方式：水平差動式、測定温度範囲：室温～1500°C、雰囲気：空気、窒素ガス、アタッチメント：オートサンブラ	物質の加熱重量増減挙動や発熱・吸熱などの熱的变化の測定

大分県産業科学技術センター 貸付機械器具一覧

C209	X線分析顕微鏡	(株)堀場製作所 / XGT-5000type1	元素分析範囲：Na～U、 X線照射径：元素分析（定量）用 $\phi 100\mu\text{m}$ 以下、元素マッピング用 $\phi 10\mu\text{m}$ 以下、 X線照射方式：キャピラリー方式	微小点の元素の分析 食品中の異物、電子 基板の汚れ
C211	粉体特性評価装置	株式会社セイシン 企業 / マルチテス ターMT-02	見掛密度測定（ゆるめ、固め）、圧縮度、安 息角、崩壊角、差角測定、スパチュラ角、凝 集度、均一度、分散度	粉粒体の物理的特性 の測定
C212	熱分解ガスクロマ トグラフ質量分析 装置	サーモフィッシャ ーサイエンティフ ィック(株) / ISQ LT/TRACE1310	<ガスクロマトグラフ>クライオフォーカス 機能付、 <質量分析>4重極式、データベース検索、 <導入方法>液体用オートインジェクタ、熱分 解炉、熱抽出炉、ヘッドスペース	有機物質の定性、定 量分析、有機混合物 の分離、定性、定量分 析
C213	レーザー回折式粒 度分布測定器	スペクトリス(株)マ ルバーンパナリテ ィカル事業部/マス ターサイザー3000	測定原理：レーザー回折散乱式 測定方式：湿式・乾式 測定範囲：湿式 $0.01\mu\text{m}\sim 1500\mu\text{m}$ 乾式 $0.1\mu\text{m}\sim 3500\mu\text{m}$ 分散媒：水、有機溶媒(エタノール・アセトン トルエンなど)	粉粒体の粒度分布測 定
C214	混練性・押出性試 験装置	(株)東洋精機製作所 / ラボプラストミ ル10C100	<本体>最大トルク：1,000N・m、回転数：0.1 ～100r/min、<ローラミキサ>60cc、<小型セ グメントミキサ>6cc、<二軸セグメント押出 機>L/D：25、最大許容トルク：150N・m、< ペレタイザー>コールドカット方式	プラスチックの混練 性や押出性などの加 工特性の評価
C216	比表面積・細孔分 布測定装置	シスメックス / クアドラソープ SI-3	測定方式：ガス吸着法、表面積測定範囲： $0.05\text{m}^2/\text{g}$ 以上、細孔分布測定範囲： $0.7\sim$ 400nm 、同時測定本数：3本、試料前処理： (雰囲気)真空脱気あるいはフロー脱気、(最 高加熱温度) 400°C （同時処理本数）6本	比表面積や細孔分布 の測定
C217	X線光電子分光分 析装置 (XPS/ESCA)	サーモフィッシャ ーサイエンティフ ィック(株) / K-Alpha	ビーム径： $30\sim 400\mu\text{m}$ 、 試料台サイズ： $60\times 60(\text{mm})$ 、 Arイオン銃によるスパッタリング	固体試料極表面部の 元素分析、状態分析
C218 C219	イオンクロマトグ ラフ（陽イオン、 陰イオン）	サーモフィッシャ ーサイエンティフ ィック社 Integri on	○陽イオン：リチウムイオン、ナトリウムイ オン、アンモニウムイオン、カリウムイオン、 マグネシウムイオン、カルシウムイオン等 ○陰イオン：フッ化物イオン、塩化物イオン、 臭化物イオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン、 リン酸イオン、硫酸イオン等 ○測定範囲： $0.01\text{ppm}\sim$ 数十ppm ○オートサンプラーAS-AP： 1.5mL バイアル 120個、温度制御無し	水溶液に含まれるイ オン類の測定
C220	イオンビームミ リング装置 （電子顕微鏡用試 料作成装置）	ライカマイクロシ ステムズ(株) / EM RES101	断面作製：試料形状（高さ 4.0mm 、幅 5.0mm 、 厚さ 1.5mm まで）、 表面処理：試料形状（高さ 12mm 、直径 25mm まで）	SEM 観察用の断面試 料や TEM 観察用の 薄片試料の作製
C221	高周波プラズマ発 光分析装置（ICP）	エスアイアイ・ナ テクノロジー(株) / SPS3520UV-DD	タイプ：シーケンシャル型、検出器：光電子 倍增管検出器、超音波ネブライザ、水素化物 発生装置、ppm オーダーの分析が可能	溶液状態の試料に含 まれる金属元素の定 量
C222	低温プラズマ分解 装置	(株)ジェイ・サイエ ンス・ラボ / JPA300	出力： $0\sim 300\text{W}$ 、 チャンバー内径： 153mm 、長さ： 250mm 、 酸素プラズマで有機物を灰化	樹脂中の金属成分分 析の前処理
C223	マイクロサンプ リングマシン	マイクロサポート (株) / アクシスプロ	マイクロマニピュレータ2本、マイクロスコ ープ、タングステンプローブ、ミリングツ ール、マイクロナイフ、真空吸着ツール	微細試料の採取

大分県産業科学技術センター 貸付機械器具一覧

C225	マイクロ波分解装置	マイルストーンゼネラル(株) / START D	前処理本数：6本（最大10本）、容器材質：TFM変性PTFE、容器容量：100mL、使用試薬：硝酸、塩酸、過酸化水素、フッ化水素酸、硫酸、過塩素酸、リン酸、テトラフルオロホウ酸、最大温度圧力：260℃、100気圧、高周波出力：1,200W（マグネトロン2.45GHz）、センサー：赤外線外部温度、内部温度、内部圧力、酸蒸気検出	試料の前処理懸濁試料や固体試料を高温・高圧で酸分解して溶液化多検体を同時に短時間で溶液化
C227	紫外可視分光光度計	(株)日立ハイテクサイエンス / U-2900	光学系：ダブルビーム、波長範囲：190～1,100nm、スペクトルバンド幅：1.5nm、セル長：10mm	溶液試料中の目的成分の定性・定量分析、スペクトル測定、吸光度測定など、光学的特性を測定
C229	恒温恒湿器	東京理化器械(株) / KCL-2000W	温度範囲：-15～85℃、湿度範囲：25～98%、庫内寸法：W500×D400×H700(mm)	温度と湿度を調節して庫内の環境をコントロールできる装置
C230	卓上型 pHメーター	(株)堀場製作所 / F-73	ガラス電極、測定範囲：pH 0～14、分解能：0.001pH	液体の pH（水素イオン濃度指数）の測定
C231	実体顕微鏡システム	オリンパス(株) / SZX16+DP22	倍率：7×～115×、撮影光：LED反射光、LED透過光、フレームレート：25fps、撮像素子：1/1.8型カラーCCD/283万画素、モニター：IPS液晶/31.5型、写真撮影可、USBメモリに画像保存可、測長機能有	製品中の異物や表面構造の拡大観察